



alfapump asit pompasının sizin için uygun olup olmadığını doktorunuza danışabilirsiniz.

Tekrarlanan PARASENTEZ yükünden ve zorlayıcı hastane ziyaretlerinden kurtulun!

Siroz hastalığı veya bazı kanser hastalıkları sırasında hastaların karın bölgesinde biriken asit; **vücutun idrar boşaltma sistemi** kullanılarak, **otomatik ve sürekli** olarak tahliye edilir.

alfapump cilt altına yerleştirilerek, doktorun belirlediği zamanlamaya göre, kontrollü ve sürekli bir şekilde asidi vücuttan dışarı çıkarır. Böylece **parasentezin neden olduğu, günlük yaşamınızı engelleyen olumsuzlukları ortadan kaldırır.**

Hastanın yapacağı tek şey vardır: Cihazı şarj etmek!
Cihaz, **vücut dışından ve kablosuz** olarak kolayca şarj edilebilen piliyle birkaç gün boyunca çalışabilir.

 **alfapump**
alfapump-turkiye.com




Türkiye Temsilcisi **PARİTE MEDİKAL**

Pınarbaşı Mahallesi, 711. Sokak, Aşiyen Sitesi,
A Blok, No:9, K:3, D:14 Konyaaltı / ANTALYA

Tel +90 242 2302694
Cep +90 541 2339006
Email info@paritemedikal.com
Site www.alfapump-turkiye.com

 **alfapump**
alfapump-turkiye.com

ASİT TAHLİYESİNDE PARASENTEZDEN KURTARAN ÇÖZÜM



Dünyada İLK ve TEK

Alfapump nedir?

Karın boşluğunda biriken asidi (Siroz hastalığında olduğu gibi) tahliye eden küçük boyutlarda bir **pompadır**. Asidi mesaneye taşıyarak doğal yoldan tahliyesini sağlar.

alfapump vücut içerisine yerleştirildikten sonra kablosuz teknolojiyle şarj edilebilir ve yeniden programlanabilir.



Kimler için?

alfapump, siroz hastalığı veya bazı kanser hastalıkları sırasında karın boşluğunda biriken asidin tahliyesi gereken hastalar içindir. Parasentez olarak bilinen bu işlem için artık **alfapump** var. **Dünyada İLK ve TEK!**

Sizin için uygun mu?

Karın boşluğunda biriken asidin tahliyesine (Parasentez) ihtiyaç duyan bir hastaysanız, doktorunuzla görüşerek **alfapump**'ın sizin için uygunluğu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Vücuda nasıl yerleştirilir?

Cihazın vücuda yerleştirilmesi, uzman ve tecrübeli hastane ekibi tarafından ortalama 40 dakika süren cerrahi operasyonla gerçekleştirilir.



Nasıl çalışır?

Vücut içinde karın bölgesine yerleştirilen **alfapump**'ın iki kateter bağlantısı vardır. Biri asidi pompaya çekmek için, diğeri bu asidin mesaneye gönderilmesi için kullanılır. Böylece karın boşluğunda biriken asit, **vücut dışından bir girişim yapılmadan**, vücudun doğal boşaltım sistemi kullanılarak vücut dışına atılır.

Nasıl kullanılır?

Vücut içine yerleştirilmesi sırasında hastaya göre programlanan **alfapump**, bir müdahale yapılmasına gerek olmadan otomatik ve sürekli asit tahliyesi yapar.

Hastaya faydası nedir?

alfapump kullanımına başlayan hastalar ilk günden itibaren sürekli asit tahliyesinin rahatlığını yaşamaya başlarlar ve günlük yaşamlarında asit tahliyesi gibi bir sorunları kalmaz. **alfapump** bunu otomatik ve sürekli olarak doğal yollardan yapar.

“alfapump kullanımıyla beraber hastanın yaşam kalitesinde büyük değişiklikler olur.”

Hasta nelere dikkat etmeli?

alfapump'un akıllı şarj cihazıyla kolayca şarj edilmesinden başka hastanın yapması gereken hiçbir şey yoktur.



Yan etkisi var mı?

alfapump kullanımının bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.