

# Auto Selector®

İnfüzyon Kontrol Sistemi

## HIZI AYARLANABİLİR ELASTOMERİK İNFÜZYON POMPASI

TEK KULLANIMLIK

- ◆ AutoSelector; Hastanın iyihacına göre 8 er adımda değiştirilebilen iki ayrı tip akış hızı sunar: 0,5 ml/saat den 7,0 ml/saate ve ya 1 ml/saat den 14 ml/saate.

A TİP: 0.5 ml/st <-> 7.0 ml/st  
B TİP: 1.0 ml/st <-> 14.0 ml/st

100 ml / 275 ml / 550 ml hacim seçeneği sunar.

Güvenlik kilitli, çıkarılabilir anahtarlı, kilitlenebilir kapaklıdır

- ◆ AutoSelector Pompa hem continuous, hem continuous-bolus tarzında ilaç vermeye uygun çeşitlere sahiptir. PCA opsiyonlu (continuous-bolus) olan modelleriyle de hastanın ağrı kontrol prosedürüne uygun olarak seçilebilecek bir çözüm sunar.
- ◆ Yaygın olarak kullanılan uygun şırınga ile doldurulması oldukça basittir. Kullanımı da basit ve güvenlidir.
- ◆ Hastanede kalış süresini azaltır ve tedavi sürecini iyileştirir.
- ◆ Tıbbi malzemelerde kullanımı risk oluşturan DEHP VE LATEX maddelerini içermez.

"Hastanızın tedavisinde kontrolü ele alın"



paritemedikal.com



A Type



B Type

Model	Kod Numarası
Continuous Tip Akış	
100 ml + A Tip, B Tip	AFSC-A, AFSC-B
275 ml + A Tip, B Tip	AFMC-A, AFMC-B
550 ml + A Tip, B Tip	AFLC-A, AFLC-B
Continuous & Bolus Tip Akış	
100 ml + A Tip, B Tip + PCM Butonu	Lütfen sorunuz
275 ml + A Tip, B Tip + PCM Butonu	Lütfen sorunuz
550 ml + A Tip, B Tip + PCM Butonu	Lütfen Sorunuz

Hacimler	:100 ml / 275 ml / 550 ml
Akış oranları	:A Tip= 0.5 ml/saat <-> 7 ml/saat B Tip= 1.0 ml/saat <-> 14 ml/saat
Bolus Ölçüleri	:0.5, 1.0, 2.0, 5.0 ml.
Kilit süreleri	:10, 15, 30, 60 dakika

Türkiye Tek Yetkili Distribütörü: www.paritemedikal.com



**ACEMEDICAL**

3F, Ace Ville B/D, 25-1, Bomoon-Dong, 7Ga, Sungbuk-Ku, Seoul 136-087, Korea  
Tel : +82-2-921-2967 Fax : +82-2-922-9319 http://www.ace-medical.com